

1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROISOPROPYLALKOHOL D2


HFIP-D2, hexafluoropropan-2-ol D2
Pro nukleární magnetickou rezonanci

CAS: 38701-74-5

Vzorec: C₃D₂F₆O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	170,05
Hustota:	1,62 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H290-H302-H314-H318-H332



Čistota	Balení	Katalogové číslo
99 % deuterovaný	1 ml	R.9909.1