

1,2-DICHLORBENZEN D4


Pro nukleární magnetickou rezonanci

CAS: 2199-69-1

Vzorec: C₆D₄Cl₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	151,03
Hustota:	1,34 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H400-H410-H302-H315-H319-H335



DICHLORBENZEN D4

Čistota	Balení	Katalogové číslo
99 % deuterovaný	1 ml	R.HN82.2
99 % deuterovaný	5 ml	R.HN82.1