


1 kbp DNA-marker

1 kbp DNA marker + pufr pro nanesení gelu v jednom

- Obsahuje 11 fragmentů o velikosti 500 - 10000 bp
- Využitelné pro cca 200 pruhů na minigelu / 100 µg
- Univerzální marker pro elfo, optimální pro stanovení velikosti inzertů, plazmidů a restriční DNA
- Velikost velkých fragmentů markeru je redukována za účelem získání optimální koncentrace pruhů
- Lyofilizováno, skladovat při teplotě -20 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	50 µg + pufr pro nanesení gelu	R.Y014.1
pro elfo	4 x 50 µg + pufr pro nanesení gelu	R.Y014.2