

20× SSC Pufr práškový Roti®-Fair

Koncentrovaný pufr SSC ve formě prášku pro Southern- a Northern hybridizaci (1 sáček/1000 ml)

- Exaktně předvážený práškový pufr SSC pro rychlou a snadnou přípravu roztoku citronanu sodného a chloridu sodného
- Roztok 20× SSC se připraví rozpuštěním jednoho sáčku v 1000 ml vysoce čisté vody
- Připravený roztok může být sterilizován filtrací (0,22 µm) nebo autoklávováním

Technické parametry

Teplota skladování:	+4 °C (pro dlouhodobé skladování)
Složení pracovního roztoku (20× SSC):	3,0 M NaCl 0,3 M Citrát sodný pH 7,0 ±0,05



Roti®-Fair 20× SSC práškový

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
20× SSC; 1 sáček/1000 ml	5 sáčků	krabice	R.1232.1