

2D třepačka PMR-30 | GRANT-BIO

Kompaktní 2D třepačka pro univerzální použití

- Možnost použití v lednici i termostatu
- Mimořádně tichý chod, hladká protiskluzná podložka
- Robustní konstrukce zaručující dlouholetou bezproblémovou funkci
- Pro barvení a odbarvování gelů, hybridizace, imunoprecipitace, blotovací techniky a řadu dalších aplikací
- Digitální nastavení času, analogové nastavení otáček

Technické parametry

Maximální zatížení:	1 kg
Otáčky:	5-30 ot/min
Úhel naklánění:	7 °
Rozměr plošiny (pracovní plocha):	215 x 215 mm
Časovač :	1 min až 23 hod 59 min, nastavitelný po 10 vteřinách nebo kontinuálně
Pracovní prostředí:	4 až 40 °C
Napájení:	síťový adaptér 12 V
Rozměry (š x h x v):	205 x 220 x 120 mm
Hmotnost:	2,1 kg



Třepačka 2D typ PMR-30



Plošina s vroubkovanou gumovou podložkou pro zkumavky

Popis	Katalogové číslo
2D třepačka PMR-30	G420230
Vroubkovaná gumová podložka pro zkumavky	G420001