

4-CHLOR-1-NAFTOL


Substát peroxidázy

CAS: 604-44-4

Vzorec: C₁₀H₇ClO

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	178,62
Enzym:	Avidin-peroxidáza (Horseradish peroxidase - HRP)
Detekce:	barvou - modrá
Použití:	blotting
Produkt signalizace:	sraženina
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335



Specifikace	Balení	Katalogové číslo
min 97 %, pro biochemii	5 g	R.4104.1
min 97 %, pro biochemii	10 g	R.4104.2
min 97 %, pro biochemii	25 g	R.4104.3
min 97 %, pro biochemii	100 g	R.4104.7