

4-METHYLUMBELLIFERYL- α -D-GLUKOPYRANOSID


substrát glykosidázy

CAS: 17833-43-1

Vzorec: C₁₆H₁₈O₈

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	338,32
Enzym:	α -D-glukosidáza
Detekce:	fluorometrická
Produkt signalizace:	rozpustný
Použití:	stanovení aktivity



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro biochemii	100 mg	R.4086.1
min 99 %, pro biochemii	250 mg	R.4086.2