

4-METHYLBELLIFERYL-β-D-GLUKOPYRANOSID


MUGlukosid
substrát glykosidázy

CAS: 18997-57-4

Vzorec: C₁₆H₁₈O₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	338,32
Enzym:	β-D-glukosidáza
Detekce:	fluorometrická
Produkt signalizace:	rozpustný
Použití:	stanovení aktivity



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro biochemii	500 mg	R.4093.1
min 99 %, pro biochemii	1 g	R.4093.2
min 99 %, pro biochemii	2,5 g	R.4093.3