

4-METHYLUMBELLIFERYL- β -D-GLUKURONID DIHYDRÁT

MUG

substrát β -glukuronidázy, pro detekci E. coli


Ideální k fluorometrické detekci β -glukuronidázy hydrolyzované pomocí MUG na 4-methylumbelliferon. Detekce UV zářením (366 nm).

CAS: 881005-91-0

Vzorec: $C_{16}H_{16}O_9 \cdot 2H_2O$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	388,33
Enzym:	β -D-glukuronidáza
Detekce:	fluorometrická
Produkt signalizace:	rozpustný
Použití:	stanovení aktivity



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	50 mg	R 63941
min 99 %, p.a.	250 mg	R 63942
min 99 %, p.a.	1 g	R 63943