

## 4-METHYLUMBELLIFERYL FOSFÁT


4-MUP fosfát, volná kyselina  
substrát  $\beta$ -glukuronidázy

**CAS:** 3368-04-5

**Vzorec:** C<sub>10</sub>H<sub>9</sub>O<sub>6</sub>P

### Technické parametry

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Molekulová hmotnost: | 256,15                             |
| Enzym:               | fosfatázy                          |
| Detekce:             | fluorometrická, UV-spektrometrická |
| Produkt signalizace: | rozpuštěný                         |
| Použití:             | stanovení aktivity                 |
| Bezp. věty (GHS):    | H315-H319-H335                     |



| Čistota                 | Balení | Katalogové číslo |
|-------------------------|--------|------------------|
| min 99 %, pro biochemii | 250 mg | R.4103.1         |
| min 99 %, pro biochemii | 1 g    | R.4103.2         |