

4-METHYLUMBELLIFERYL-N-ACETYL-β-D-GALAKTOSAMINID


MU-N-acetyl-β-D-galaktosaminid

CAS: 36476-29-6

Vzorec: C₁₆H₂₁NO₈

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	379,37
Enzym:	β-D-galaktosaminidáza
Detekce:	fluorometrická
Produkt signalizace:	rozpuštěný
Použití:	mikrobiologie



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, biochemii	100 mg	R.4083.1
min 98 %, biochemii	250 mg	R.4083.2
min 98 %, biochemii	500 mg	R.4083.3