

5-BROM-4-CHLOR-3-INDOLYLFOSFÁT Na₂

BCIP-disodná sůl


Substrát alkalické fosfatázy, zejména pro imunoblotové procedury. Snadno rozpustný ve vodě (20 mg/ml), špatně rozpustný v DMF.

CAS: 102185-33-1

Vzorec: C₈H₄N₀BrClPNa₂ · 1,5H₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	397,46
Enzym:	alkalická fosfatáza
Detekce:	barvou - hněděfialová
Produkt signalizace:	sraženina
Použití:	blotting
Stálost:	chraňte před světlem a vlhkem



www.p-lab.cz · 1.5 H₂O

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %	100 mg	R 11551
min 99 %	500 mg	R 11552
min 99 %	1 g	R 11553
min 99 %	5 g	R 11554