

6-CHLOR-3-INDOXYL-β-D-GLUKURONÁT CYCLOHEXYLAMONNÝ


Rose-Glucuro CHA salt
substrát β-glukuronidázy

CAS: 138182-20-4

Vzorec: C₁₄H₁₄ClNO₇ · C₆H₁₃N

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	442,9
Enzym:	β-glukuronidáza
Detekce:	barvou - lososová
Produkt signalizace:	sraženina
Použití:	mikrobiologie



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	10 mg	R.4057.1
min 98 %, pro biochemii	50 mg	R.4057.2
min 98 %, pro biochemii	100 mg	R.4057.3