

ACETON D6


DMK D6, dimethylketon D6
Pro nukleární magnetickou rezonanci

CAS: 666-52-4

Vzorec: C₃D₆O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	63,13
Hustota:	0,88 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H319-H336-EUH066



ACETON D6

Čistota	Balení	Katalogové číslo
99,5 % deuterovaný	10 ml	R.7909.1
99,5 % deuterovaný	50 ml	R.7909.2
99,8 % deuterovaný	10 ml	R.AE51.1
99,8 % deuterovaný	10 ml (láhev se septem)	R.AE51.4
99,8 % deuterovaný	10 ampulí po 0,75 ml	R.AE51.3
99,8 % deuterovaný	50 ml	R.AE51.2