

ACETONITRIL D3

trideuteriummethylkyanid


Pro nukleární magnetickou rezonanci

CAS: 2206-26-0

Vzorec: CD₃CN

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	44,08
Hustota:	0,84 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H302+H312+H332-H319



ACETONITRIL D3

Čistota	Balení	Katalogové číslo
99,8 % deuterovaný	10 ml	R.7911.1
99,8 % deuterovaný	10 ampulí po 0,75 ml	R.7911.2
99,6 % deuterovaný	10 ml	R.AE52.1
99,6 % deuterovaný	10 ml (láhev se septem)	R.AE52.3
99,6 % deuterovaný	25 ml	R.AE52.2