

ACETYLTHIOCHOLIN JODID


S-acetylthiocholin jodid
substrát

CAS: 1866-15-5

Vzorec: C₇H₁₆NOSI

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	289,18
Enzym:	acetylcholin esteráza
Detekce:	barvou - žlutá
Produkt signalizace:	rozpuštěný
Použití:	neurohistologie
Bezp. věty (GHS):	H301-H312-H315-H319-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro biochemii	1 g	R.4001.1
min 99 %, pro biochemii	5 g	R.4001.2
min 99 %, pro biochemii	10 g	R.4001.3