

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% ROTIPHORESE® (37,5:1)

Vodný 30% roztok akrylamidu s přísadkou 0,8% bisakrylamidu (poměr 37,5:1) pro přípravu elektroforetických gelů

- Roztok vhodný pro analýzu proteinů/peptidů >15 kD a fragmentů DNA

Technické parametry

Hustota:	1,024 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H340-H350-H372-H361f-H302+H312-H315-H319-H317
Teplota skladování:	+4 °C



AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 30% ROTIPHORESE®

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	250 ml	R 30293
pro elfo	500 ml	R 30292
pro elfo	1 l	R 30291