

AKRYLAMID/BISAKRYLAMID 40% ROTIPHORESE® (19:1)

Vodný 40% roztok akrylamidu s přídavkem bisakrylamidu (poměr 19:1) pro přípravu elektroforetických gelů

- Optimální roztok pro separaci malých DNA fragmentů, manuální sekvenování a automatické sekvenátory

Technické parametry

Hustota:	1,03 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H302+H312-H315-H319-H317-H340-H350-H361f-H372
Teplota skladování:	+4 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	250 ml	R 30302
pro elfo	500 ml	R 30303
pro elfo	1 l	R 30301