

Aparatura mikrodestilační


Mikrodestilační aparatura z borosilikátového skla

- Kompaktní konstrukce pro bezztrátový průtok kondenzátu
- Krátká vakuová destilační jednotka s Liebigovým chladičem a třemi zábrusy 14/23 (2 x jádro + 1 x plášť)
- Aparaturu dodáváme s destilační jednotkou, baňkou 50 ml se dvěma tubusy se zábrusy 14/23, dutou zátkou NZ 14/23, destilační předlohou se třemi vývody a třemi baňkami 5 ml
- Teploměr a klemy pro zábrusy nutno objednat samostatně

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo 3.3

Délka chladiče: 70 mm



Aparatura mikrodestilační

Popis	Balení	Katalogové číslo
Aparatura mikrodestilační	1	R.AAN5.1