

Autokláv MELAtronic model 15 EN+ a 23 EN

Plně automatické malé stolní autoklávy pro sterilizaci laboratorního skla, nástrojů, gumy, textilu apod.

- Model 15 EN+ s programem pro sušení
- Displej zobrazující aktuální teplotu, tlak a čas
- Válcový vnitřní prostor, centrální zámek dveří a bezpečnostní ventil
- Rychlé programy "N" pro sterilizaci nezabalených nástrojů
- Univerzální programy "S" pro zabalené nástroje - nelze použít pro sterilizaci dutých nástrojů a nástrojů ve vícevrstvých obalech
- Dva automatické programy "N" a dva "S" podle EN13060

Technické parametry

Model				15 EN+	23 EN
Objem				7 l	19 l
Kapacita				2 kg pevných nástrojů	4 kg pevných nástrojů
Velikost bubnu (průměr x hloubka)				150 x 380 mm	230 x 450 mm
Příkon				1500 W	1600 W
Napájení				230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Celkové rozměry (š x h x v)				500 x 440 x 330 mm	590 x 520 x 380 mm
Hmotnost				19 kg	30 kg
Program	Teplota	Tlak	Sterilizační čas	Celková doba*	Použití
Rychlý "N"	134 °C	2,1 bar	5 min	22-29 min	Malý počet nezabalených nástrojů
Jemný "N"	121 °C	1,1 bar	20 min	44-59 min	Teplotně citlivé nezabalené materiály
Univerzální "S"	134 °C	2,1 bar	5 min	27-38 min	Zabalené nástroje
Prionový "S"	134 °C	2,1 bar	20 min	42-53 min	Zabalené nástroje vyžadující delší dobu



Model	Objem (l)	Katalogové číslo
15 EN+	7	P210515
23 EN	19	P210523

*Při studeném startu a náplni 2 kg nástrojů.

Podnosy do autoklávu nejsou součástí dodávky, je nutno je objednat samostatně.

Podnosy

Podnos	Rozměr (mm)	Max. počet podnosů	Katalogové číslo
Pro model 15 EN+	350 x 120 x 20	3	P214150
Pro model 23 EN	420 x 190 x 20	5	P214230