

Baňka Erlenmeyerova kultivační PC se záhyby

Autoklávodatelná baňka se záhyby pro kultivaci bakteriálních a buněčných kultur

- Baňky 500 a 1000 ml s rovným hrdlem pro standardní plastové nebo kovové bakteriologické uzávěry o průměru 38 mm
- Opakovaně autoklávodatelná polykarbonátová baňka
- Ideální náhrada skleněných baněk - srovnatelný růst *E. coli* a *S. cerevisiae*
- Záhyby na dně baňky zlepšují promíchávání a aeraci suspenze

Technické parametry

Materiál:

PC - polykarbonát



Baňka Erlenmeyerova kultivační PC se záhyby

Objem (ml)	Hrdlo	Balení (ks)	Katalogové číslo
250	ohrnutý okraj	1	R510461
500	rovné prodloužené	1	R510561
1 000	rovné prodloužené	1	R510661
2 000	ohrnutý okraj	1	R510761