

Baňka Erlenmeyerova PP a TPX se šroubovacím uzávěrem | VITLAB

Baňka s orientační stupnicí, šroubovacím víčkem a normalizovaným zábrusem

- Transparentní baňky z PP (polypropylen) a TPX (polymethylpenten) s víčkem z PP
- Baňky z PP vhodné i pro potravinářské účely, vyhovují normě CE/10/2011

Technické parametry

Maximální teplota: 60 °C, při vyšší teplotě může dojít k poškození orientační stupnice



Baňky z PP



Baňka Erlenmeyerova PP, GL45.



Baňky z PMP



Baňky z PMP

Baňky z PP					Baňky z TPX				
Objem (ml)	Dělení (ml)	Balení	Hrdlo	Katalogové číslo	Objem (ml)	Dělení (ml)	Balení	Hrdlo	Katalogové číslo
50	10	1 ks	GL40		50	10	1 ks	GL40	C666951
75	10	1 ks	GL45	R566941	75	10	1 ks	GL45	C156695
100	20	1 ks	GL40		100	20	1 ks	GL40	C667951
125	20	1 ks	GL45	R567941	125	20	1 ks	GL45	C156795
250	50	1 ks	GL45	R834111	250	50	1 ks	GL52	C668951
500	100	1 ks	GL45	R569941	500	100	1 ks	GL45	C156995
1 000	200	1 ks	GL45	R834411	1 000	200	1 ks	GL45	C157095

Baňku lze také uzavřít pomocí kónické zátky pro zábrusy - tyto zátky nutno objednat samostatně

