

Baňka Erlenmeyerova PP | KARTELL

Autoklárovatelná baňka s orientační stupnicí

Technické parametry

Materiál:

PP



Baňka Erlenmeyerova PP

Objem (ml)	Hrdlo	Dělení (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	14/23	10	1	K001460
125	14/23	25	1	K001461
250	19/26	25	1	K001462
500	24/29	50	1	K001463
1 000	29/32	50	1	K001464
2 000	34/35	100	1	K001465