

Baňka odměrná PFA třídy A čirá se šroubovací zátkou | BRAND

Transparentní chemicky a teplotně vysoce odolná autoklávovatelná baňka

- Individuálně kalibrovaná baňka s certifikátem
- Šroubovací uzávěr s integrovaným vnitřním těsněním
- Autoklávování při 121 °C nemá vliv na objemovou toleranci

Technické parametry

Materiál:

baňka i uzávěr PFA



Objem (ml)	Tolerance (+mn ml)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	0,04	90	1	P036208
25	0,04	115	1	P036220
50	0,06	150	1	P036228
100	0,10	180	1	P036238
250	0,15	235	1	P036248
500	0,25	270	1	P036254