

Baňka odměrná TPX třídy A čirá s PP zátkou | VITLAB

Autoklávovatelná baňka se standardní kónickou zátkou

- Každá baňka s číslem šarže a přiloženým certifikátem - odpovídá DIN EN ISO 1042
- Autoklávování prázdné baňky při 121 °C neovlivňuje toleranční limity

Technické parametry

Materiál: baňka z TPX, zátky z PP



Objem (ml)	Tolerance (+mn ml)	Výška (mm)	Hrdlo NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	0,04	90	10/19	1	C067004
25	0,04	115	10/19	1	C067104
50	0,06	150	10/19	1	C067204
100	0,10	180	14/23	1	C067304
250	0,15	235	19/26	1	C067404
500	0,25	270	19/26	1	C067504
1 000	0,40	310	24/29	1	C067604