

Box chladicí CAMPINGAZ

Box se silnou polyuretanovou izolační vrstvou pro přenášení a uchovávání vzorků citlivých na teplo

- Sklopená rukojeť boxů fixuje víko

Technické parametry

Materiál boxu:	PP
Izolace:	polyuretanová pěna bez CFC

Chladicí kapacita (± 1 °C)

Box	10 l	17 l
Vnější rozměry (šxhxv)	350 x 225 x 310 mm	410 x 245 x 335 mm
Vnitřní rozměry (šxhxv)	265 x 165 x 250 mm	320 x 195 x 275 mm
Váha	1,4 kg	2,1 kg
Chladicí kapacita (± 1 °C)	17 hod	20,5 hod



Objem (l)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	1	R625271
17	1	R625371