

Box na špičky | BRAND

Prázdná plastová krabička pro uchování či sterilizaci mikro špiček výrobce Brand

- Průhledné víko lze snadno uzavírat pomocí jedné ruky
- Zásobník umožňuje bezproblémové vkládání špiček do vícekanálových pipet
- Na zásobníku je vytištěný štítek, který uvádí objem vhodných špiček a číslo šarže

Technické parametry

Materiál:

PP



Krabička na špičky

Pro špičky o objemu (μl)	Barva zásobníku	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	šedá	1	P732990
200	žlutá	1	P732992
300	zelená	1	P732994
1 000	modrá	1	P732996