

Buněčná síťka | NEST

Pro filtraci buněčných suspenzí a primárních buněčných izolátů


- Sterilní buněčná síťka pro použití při extrakci primárních buněk, či přípravě buněk pro průtokovou cytometrii
- Rukojeť chrání před nechtěným kontaktem s filtrovaným materiálem
- Kompatibilní se standardními 50 ml zkumavkami
- Bez DNáz/RNáz, nepyrogení, necytotoxické, sterilizované E-paprskem
- Jednotlivě baleny

Technické parametry

Materiál:	PP
Materiál membránového filtru:	nylon



Použití buněčných sítěk



Buněčné sítko modré



Buněčné sítko bílé



Buněčné sítko žluté

Velikost pórů (μm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
40	modrá	50	N258369
70	bílá	50	N258368
100	žlutá	50	N258367