

BUTYLACETÁT


n-butylester kyseliny octové

CAS: 123-86-4

Vzorec: C₆H₁₂O₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	116,16
Hustota:	0,88 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H226-H336-EUH066



BUTYLACETÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, čistý	1 l	B 19301
min 99 %, p.a.	1 l	B 19101

BUTYLACETÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro syntézu	1 l	R.4600.1
min 99 %, pro syntézu	2,5 l	R.4600.3
min 99 %, pro syntézu	5 l	R.4600.5
min 99 %, pro syntézu	10 l	R.4600.2
min 99 %, pro syntézu	25 l	R.4600.4
ROTIPURAN® min 99 %, p.a., pro histologii	1 l	R.P036.1
ROTIPURAN® min 99 %, p.a., pro histologii	2,5 l	R.P036.2