

Chladič dle Liebiga DURAN®

Liebigův chladič se dvěma zábrusy a skleněnými olivkami

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®



Chladič dle Liebega

Délka (mm)	Zábrus	Balení	Katalogové číslo
160	NZ 14/23	1	R.TK27.1
160	NZ 19/26	1	R.TK28.1
250	NZ 14/23	1	R.TK29.1
250	NZ 19/26	1	R.TK30.1
250	NZ 24/29	1	R.TK31.1
250	NZ 29/32	1	R.TK32.1
400	NZ 29/32	1	R.TK33.1

*Certifikován dle DIN 12576