

CHLORBENZEN


fenylchlorid

CAS: 108-90-7

Vzorec: C₆H₅Cl

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	112,56
Hustota:	1,11 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H226-H315-H332-H411



CHLORBENZEN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, čistý	1 l	Q 52302
p.a.	1 l	Q 53101

CHLORBENZEN

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, pro syntézu	100 ml	R.KK01.1
min 99,5 %, pro syntézu	500 ml	R.KK01.2
min 99,5 %, pro syntézu	1 l	R.KK01.3