

CHLOROFORM D1

trichlormethan D1


Pro nukleární magnetickou rezonanci

CAS: 865-49-6

Vzorec: CCl₃D

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	120,39
Hustota:	1,5 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H331-H372-H351-H361d-H302-H315-H319



CHLOROFORM D1

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
99,8 % deuterovaný	10 ampulí po 0,75 ml	sklo (ampule)	R.7903.1
99,8 % deuterovaný, s TMS (0,03 % obj.)	10 ampulí po 0,75 ml	sklo (ampule)	R.7905.1
99,8 % deuterovaný, stabilizovaný Ag	25 ml	sklo	R.AE54.4
99,8 % deuterovaný, stabilizovaný Ag	100 ml	sklo	R.AE54.1
99,8 % deuterovaný, stabilizovaný Ag	100 ml	sklo, se septem	R.AE54.3
99,8 % deuterovaný, stabilizovaný Ag	500 ml	sklo	R.AE54.2
99,8 % deuterovaný, s TMS (0,03 % obj.), stabilizovaný Ag	100 ml	sklo	R.AE59.1
100 % deuterovaný	10 ampulí po 0,75 ml	sklo (ampule)	R.CP91.1