

D-LUCIFERIN SODNÝ


(S)-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazolin-4-karboxylová kyselina, sodná sůl
substrát luciferázy

CAS: 103404-75-7

Vzorec: C₁₁H₇N₂O₃S₂Na · H₂O

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	320,32
Enzym:	luciferáza
Detekce:	fluorometrická
Produkt signalizace:	rozpustný
Použití:	transfekce



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro biochemii	10 mg	R.4096.1
min 99 %, pro biochemii	25 mg	R.4096.2