

Denhardtův roztok (50×)

Blokující činidlo ve formě lyofilizovaného prášku pro hybridizaci

- Denhardtův prášek obsahuje mix různých blokujících činidel, používá se při hybridizaci nukleových kyselin (Southern a Northern Blot)
- Pre-hybridizací filtračních membrán Denhardtovým činidlem je zamezeno nespecifickému navázání DNA na membrány

Technické parametry

Teplota
skladování: +4 °C

Aplikace:

Lahvička obsahuje prášek pro 50 ml 50× zásobního roztoku Pro získání 50 ml roztoku přidejte 48,8 ml sterilní vody Pro hybridizaci použijte 10× Denhardtův roztok s 6× SSC (Roti®-Stock 20× SSC zásobní roztok, [R.1054.1](#)), obohacený o 100 µg/ml denaturované DNA z lososího spermatu ([R.5434](#)) a 1% SDS (Roti®-Stock 20% SDS, [R.1057.1](#))



Denhardtův roztok (50×)

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
BioScience Grade pro molekulární biologii	prášek pro 50 ml	plast	R.HP33.1