

Destička kultivační s víčkem | BRAND

6-jamkové a 24-jamkové sterilní destičky s víčkem


- Vyrobeno podle požadavků normy ANSI / SLAS 1 a 4

Technické parametry


Typ destičky	Ošetření povrchu
pureGrade™ S	neošetřeno
cellGrade™ plus	hydrofilní



Destička kultivační s víčkem



Destička kultivační s víčkem 6 jamek



Destička kultivační s víčkem 24 jamek

Počet jamek	Povrch	Balení (ks)	Katalogové číslo
24	pureGrade™ S	10 (individuálně baleno)	P782880
6	pureGrade™ S	10 (individuálně baleno)	P782881
24	cellGrade™ plus	10 (individuálně baleno)	P782890
6	cellGrade™ plus	10 (individuálně baleno)	P782891