

Destičky kultivační pro tkáňové kultury | TPP

Kultivační destičky s F a U tvarem dna

- Odvzdušňovací víko pro výměnu plynů
- Proudění vzduchu je umožněno i mezi stohovanými destičkami, aby nedocházelo ke kondenzaci
- Zešíkmený roh a žlutá popisovací plocha pro snazší orientaci
- Černé alfanumerické souřadnice po obvodu destičky
- Opticky čirý PS pro snadné pozorování buněčných kultur
- Baleno jednotlivě
- Lehce stohovatelné
- Sterilní, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek

Technické parametry

Materiál:	PS
Rozměry (mm):	128 x 86 x 22 pro 6- až 48- jamkové destičky 128 x 86 x 17 pro 96-jamkové destičky
"F dno":	Vynikající optické vlastnosti Vhodné pro přesné optické měření
"U dno":	Bez okrajů, ideální pro pipetování Vhodné např. pro aglutinační testy
ANSI/SLAS standard:	ANSI/SLAS 1-2004 až ANSI/SLAS 4-2004



Destičky kultivační pro tkáňové kultury



Počet jamek	Typ dna	Objem (ml)	Růstová plocha (cm ²)	Vnitřní průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
6	"F"	15,53	9,026	33,9	42	N921060

6	"F"	15,53	9,026	33,9	126	N920060
12	"F"	5,96	3,466	21,0	42	N921120
12	"F"	5,96	3,466	21,0	126	N920120
24	"F"	3,18	1,864	15,4	42	N921240
24	"F"	3,18	1,864	15,4	126	N920240
48	"F"	1,49	0,875	10,6	42	N921480
48	"F"	1,49	0,875	10,6	126	N920480
96	"F"	0,36	0,322	6,4	54	N921960
96	"F"	0,36	0,322	6,4	162	N920960
96	"U"	0,34	0,636	6,4	54	N921970
96	"U"	0,34	0,636	6,4	162	N920970