

DICHLORMETHAN D2

methylen chlorid D2


Pro nukleární magnetickou rezonanci

CAS: 1665-00-5

Vzorec: CCl₂D₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	86,95
Hustota:	1,36 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335-H336-H351-H373



DICHLORMETHAN D2

Čistota	Balení	Katalogové číslo
99,6 % deuterovaný	5 ml	R.AE55.3
99,6 % deuterovaný	10 ampulí po 0,75 ml	R.AE55.5
99,6 % deuterovaný	10 ml	R.AE55.1
99,6 % deuterovaný	25 ml	R.AE55.2
99,6 % deuterovaný	50 ml	R.AE55.4
99,8 % deuterovaný	10 ampulí po 0,75 ml	R.7913.2
99,8 % deuterovaný	10 ml	R.7913.1