


DNA marker 1 kbp-DNA-Ladder

- Obsahuje 11 fragmentů o velikosti 500 - 10 000 bp
- cca 200 pruhů/100 µg (minigel)
- Univerzální marker pro elektroforetickou separaci fragmentů mezi 500 bp a 10 kb, optimálně vhodný pro stanovení velikosti inzertů, plazmidů a štěpené DNA
- Množství větších fragmentů bylo sníženo co umožňuje získat jasné a zřetelné pásy bez překrývání
- DNA marker je dodáván v lyofilizované formě
- Vzorkový pufr pro rozpuštění lyofilizovaných fragmentů DNA je součástí balení



DNA marker 1 kbp-DNA-Ladder

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro elfo	50 µg + gel loading pufr	R.Y014.1
pro elfo	4 x 50 µg + gel loading pufr	R.Y014.2