

DNA sodná sůl z lososího spermatu

K použití v Southern a Northern hybridizaci k blokaci nespecifické vazby před a během hybridizace

CAS: 9007-49-2

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H314
Zásobní roztok:	10 mg/ml ve vodě, skladujte naalikkvotované při –20 °C
Pracovní roztok:	100 µg/ml

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
z lososího spermatu	5 g	plast	R.5434.1
z lososího spermatu	10 g	plast	R.5434.2