

**DUSIČNAN - standard pro IC**

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

**Vzorec:** NO<sub>3</sub><sup>-</sup>

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu dle ISO Guide 34 v akreditovaném prostředí
- Testován v laboratoři akreditované dle ISO/IEC 17025
- Obsah je stanoven gravimetricky a pomocí IC
- Součástí balení je detailní analýza a chromatogram příslušné šarže
- "Traceable to SRM from NIST."

| Koncentrace<br>(mg/l) | Iont                         | Matrice          | Balení | Katalogové číslo |
|-----------------------|------------------------------|------------------|--------|------------------|
| 1 000                 | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | H <sub>2</sub> O | 100 ml | R.2661.1         |
| 1 000                 | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> | H <sub>2</sub> O | 500 ml | R.2661.2         |