

DUSIČNAN STŘÍBRNÝ

CAS: 7761-88-8

Vzorec: AgNO₃

- V histologii se používá pro impregnaci stříbrem.
- Dochází k jemnému srážení stříbra, vizualizujícímu různé struktury ve vzorcích, např. retikulární vlákna pojivových tkání či jemné neurocyty.

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	169,88
Hustota:	4,35 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H272-H290-H314-H400-H410

DUSIČNAN STŘÍBRNÝ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,8 %, p.a.	100 g	D 10101

DUSIČNAN STŘÍBRNÝ

Specifikace	Bezp. věty (GHS)	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, technický	H272-H314-H410	10 g	R.2246.1
min 98 %, technický	H272-H314-H410	50 g	R.2246.2
min 98 %, technický	H272-H314-H410	100 g	R.2246.3
min 98 %, technický	H272-H314-H410	500 g	R.2246.4
min 98 %, technický	H272-H314-H410	1 kg	R.2246.5
min 99,9 %, p.a.	H272-H314-H410	50 g	R 79081
min 99,9 %, p.a.	H272-H314-H410	250 g	R 79082
min 99,9 %, p.a.	H272-H314-H410	1 kg	R 79083
min 99,9 %, p.a., ultra quality	H272-H314-H410	10 g	R.6874.1
min 99,9 %, p.a., ultra quality	H272-H314-H410	50 g	R.6874.2
min 99,9 %, p.a., ultra quality	H272-H314-H410	250 g	R.6874.3
min 99 %, Ph.Eur., extra čistý	H272-H314-H410	10 g	R.9370.4
min 99 %, Ph.Eur., extra čistý	H272-H314-H410	50 g	R.9370.1
min 99 %, Ph.Eur., extra čistý	H272-H314-H410	100 g	R.9370.9
min 99 %, Ph.Eur., extra čistý	H272-H314-H410	250 g	R.9370.2
min 99 %, Ph.Eur., extra čistý	H272-H314-H410	1 kg	R.9370.3

ROTI®METIC 99,9999 % (6N)	H272-H314-H410	10 g	R.4500.1
ROTI®METIC 99,9999 % (6N)	H272-H314-H410	50 g	R.4500.2
min 99,9 %, Proteicolor® pro barvení proteinů	H272-H314-H410	50 g	R.6207.1
5 % roztok	H314-H410	250 ml	R.N053.1