

Džbánek odměrný vysoký PP | VITLAB

Autoklávovatelný džbánek s reliéfní orientační stupnicí vhodný i pro potravinářský průmysl

- Vhodný pro potravinářské účely - dle CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:

čirý PP



Džbánek odměrný vysoký PP

Objem (ml)	Dělení (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
250	5	70	120	1	K001086
500	10	91	133	1	K001087
1 000	10	116	181	1	K001088
2 000	20	150	215	1	K001089
3 000	50	170	242	1	K001090
5 000	100	210	270	1	C445941