

Džbánek odměrný vysoký PP | VITLAB

Průhledný stohovatelný džbánek s černou stupnicí natištěnou ze dvou stran proti sobě

- Džbánky vhodné i pro potravinářské účely - dle CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:

čirý PP

Maximální teplota mytí:

60 °C (vyšší teplota může poškodit potisk)



Objem (ml)	Dělení (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
250	5	75	115	1	I792151
500	10	100	140	1	R680071
1 000	10	125	167	1	R680171
2 000	20	148	212	1	R680271
3 000	50	170	242	1	R680371