

EOSIN Y

C.I. 45380, 2',4',5',7'-tetrabromfluorescein disodná sůl


CAS: 17372-87-1

Vzorec: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅

- Eosin Y je slabě kyselé fluorescenční barvivo které barví cytoplazmu červeně
- Použití např. Hemotoxylin-Eosinové (H&E) barvení, barvení spor a další

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	691,86
Bezp. věty (GHS):	H319
Indikátor:	pH 0,0-3,0
Barevný přechod:	žlutá - červená
Pracovní roztok:	0,5 - 2% ve vodě či EtOH
Excitační maximum:	534 nm
Emisní maximum:	544 nm
Vitální barvení:	test - vitalita (spermatozoa) mrtvé buňky červené



Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	50 g	sklo	R 70891
pro mikroskopii	100 g	sklo	R 70892
pro mikroskopii	500 g	sklo	R 70893