

ETHYLBROMID


bromethan

CAS: 74-96-4

Vzorec: C₂H₅Br

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	108,96
Hustota:	1,46 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H225-H302+H332-H351



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, pro syntézu	250 ml	R.4195.1
min 99,5 %, pro syntézu	500 ml	R.4195.2
min 99,5 %, pro syntézu	1 l	R.4195.3
min 99,5 %, pro syntézu	2,5 l	R.4195.4