

Formy zalévací pro histologii | SIMPORT

Nesterilní formy vhodné pro zalévání preparátů parafínem

- Jednorázové či opakovaně použitelné formy z odolného polyvinylchloridu
- Hladký vnitřní povrch a zaoblené rohy usnadňují vyjmutí vzorku po zalití parafínem
- Vhodné pro většinu kazet a vkládacích kroužků
- Vyznačují se vynikající tepelnou výměnou
- Odpovídají normě ISO 2859-1

Technické parametry

Materiál:

PVC

Teplotní odolnost:

-30 až +50 °C



 P-LAB

U475005



 P-LAB

U475004



 P-LAB

U475003



 P-LAB

U475002



U475001

Popis	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Formy zalévací pro histologii	7 x 7 x 5	2 x 500	U475001
Formy zalévací pro histologii	15 x 15 x 5	2 x 500	U475002
Formy zalévací pro histologii	24 x 24 x 5	2 x 500	U475003
Formy zalévací pro histologii	30 x 24 x 5	2 x 500	U475004
Formy zalévací pro histologii	37 x 24 x 5	2 x 500	U475005