

GENISTEIN


prunetol, genisteol, 4',5,7-trihydroxyisoflavon
Inhibitor tyrosin specifické protein kinasy

CAS: 446-72-0

Vzorec: C₁₅H₁₀O₅

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	270,24
Obsah těžkých kovů:	max 0,001 %
Zásobní roztok:	100 mg/ml (370 mM) v DMSO (skladování při +4 nebo -20°C)
Pracovní koncentrace:	10-100 µM



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro biochemii	25 mg	R071651
min 98 %, pro biochemii	50 mg	R071652
min 98 %, pro biochemii	100 mg	R.0716.3