

GUANIDIN THIOKYANÁT

GTC

CAS: 593-84-0

Vzorec: $\text{CH}_5\text{N}_3 \cdot \text{HSCN}$

- Činidlo pro denaturaci proteinů a pro izolaci DNA a RNA

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	118,16
Hustota:	1,29 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H302+H312+H332-H412-EUH032



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro biochemii	100 g	R 00171
min 99 %, pro biochemii	500 g	R 00173
min 99 %, pro biochemii	1 kg	R 00172
min 99 %, pro biochemii	5 kg	R.0017.5
min 99 %, extra čistý	100 g	R.2628.1
min 99 %, extra čistý	250 g	R.2628.2
min 99 %, extra čistý	500 g	R.2628.3
min 99 %, extra čistý	1 kg	R.2628.4
min 99,5 %, p.a., Protein Grade	50 g	R.1AN7.1
min 99,5 %, p.a., Protein Grade	250 g	R.1AN7.2
min 99,5 %, p.a., Protein Grade	500 g	R.1AN7.3
min 99,5 %, p.a., Protein Grade	1 kg	R.1AN7.4