

Hadice gumová silnostěnná

Červená hadice pro běžné laboratorní použití

Technické parametry

Materiál:	přírodní červená guma
Teplotní rozsah:	−10 až +50 °C
Tvrdost :	45 Shore A



Hadice gumová silnostěnná

Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo
5,0	12,0	3,5	5	L304317
6,0	16,0	5,0	5	L304425
8,0	16,0	4,0	5	L304620
10,0	20,0	5,0	5	L304825