

Hadička TYGON® (A-60-G)

Černá hadička pro peristaltická čerpadla, chemické aplikace a technické použití

- Vysoká odolnost proti anorganickým roztokům, stabilní v ovzduší s ozonem
- Nízká permeabilita plynů ve srovnání s gumovými hadicemi
- Dlouhodobě odolná při teplotním a mechanickém namáhání

Technické parametry

Materiál:	TPE (termoplastický elastomer)
Teplotní rozsah:	−60 až +135 °C
Tvrdost :	61 Shore A



Hadička Norprene

Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo
1,6	4,8	1,6	15	I766111
3,2	6,4	1,6	15	I766211
4,8	8,0	1,6	15	I766311
6,4	9,6	1,6	15	I766411
6,4	11,2	2,4	15	I766511
8,0	11,2	1,6	15	I766611
9,5	12,7	1,6	15	I766711
11,1	14,3	1,6	15	I766811
12,7	17,5	2,4	15	I766911